

壬门各气酸气基转移酶检测试剂盒 (IFCC 法) 出厂检验报告

		GBW(E)09			
检测项目	检测方法	检测日期	检测地点	检测值	参考范围
批号	规格	批号	规格	批号	规格
外观检查	目视	2017.04.13	实验室	合格	合格
空白对照	不能大于标示值	合格	合格	合格	合格
不同浓度测定	在 0.05nmol/L 和 0.1nmol/L 浓度下测定，空白对照在 0.05nmol/L 和 0.1nmol/L 浓度下测定。	合格	合格	合格	合格
空白对照的重复性测定	在 0.05nmol/L 和 0.1nmol/L 浓度下测定，测定结果的相对误差在 5% 以内。	合格	合格	合格	合格
灵敏度测定	相对误差应不大于 10%。	合格	合格	合格	合格
重复性测定	重复性测定结果在 5% 以内。	合格	合格	合格	合格
稳定性测定	在不同温度下测定，测定结果的相对误差在 5% 以内。	合格	合格	合格	合格
线性测定	在不同浓度下测定，测定结果的相对误差在 5% 以内。	合格	合格	合格	合格

